



Bretagne

Silla relax

Bretagne es una cómoda silla relajante de VERMEIREN. Se puede colocar en cualquier habitación y crea un ambiente fresco y hogareño.

Esta acogedora silla ha sido diseñada con un toque lujoso. Es personalizable para satisfacer cualquier gusto y estilo, por lo que es adecuada para todo el mundo.



VERMEIREN
we care for you

Cómoda

Bretagne está disponible con o sin ruedas. Las ruedas tienen frenos para asegurar la silla en su lugar. Con esta opción, se monta una barra de empuje en el respaldo de forma estándar, para mover la Bretagne con total comodidad y seguridad.

Bretagne está disponible en varios colores de madera y tapicería. Estos se pueden combinar a su gusto. De esta forma puede crear la silla ideal para su interior.



Productos diseñados a medida

VERMEIREN siempre se esfuerza por encontrar la mejor solución disponible para cubrir sus necesidades personales. A medida que avanza la tecnología, nosotros también y, como tal, podemos ofrecerle los productos más actualizados. Este es el resultado de nuestra continua investigación y experiencia desde 1957.

Calidad garantizada

En cuanto a la calidad, **Bretagne** cumple con las más altas normas, establecidas por institutos de pruebas certificados de renombre mundial.

Tapicería

marrón
oscuro
cuero
artificial

marrón
claro
cuero
artificial

negro
cuero
artificial

Chasis

óxido

haya



Información técnica

Ancho total	620 mm
Altura total	1180 mm (1260 mm*)
Largo total	880 mm
Inclinación del respaldo	13° - 45° mm
Ancho plegado	500 mm
Altura reposabrazos	150 - 210 mm

Altura de asiento	505 mm (555 mm*)
Altura de respaldo	750 mm
Profundidad de asiento	480 mm
Peso	32,5 kg (34,75 kg*)
Peso máximo usuario	130 kg
Información adicional	CE

*Con ruedas. Desviaciones en peso y medidas (15 mm y 1.5 kgs) son posibles. Imágenes para fines ilustrativos. Algunas características pueden ser opcionales.

VERMEIREN Ibérica, S.L.U.

Carretera de Cartellà, Km. 0,5
Sant Gregori Parc Industrial - Edifici A
17150 Sant Gregori (Girona)

www.vermeiren.es
info@vermeiren.es



Para más información contacte con su distribuidor local.

VERMEIREN
we care for you