

Normandie

Sillón de descanso



VERMEIREN
we care for you



Normandie

Socializar con confort

Normandie es un sillón cómodo y bien diseñado que no desentona en una sala de estar o en un centro de salud. Su diseño elegante proporciona comodidad a la vez que se adapta a cualquier diseño de interiores

Con un respaldo reclinable de hasta 45° y un reposapiernas inclinable automáticamente, Normandie proporciona comodidad durante su uso todo el día. El fuerte diseño metálico proporciona una estabilidad adicional al sentarse y levantarse.

Almacenar o transportar un sillón geriátrico a menudo puede ser bastante complicado. Pero no con Normandie y su respaldo desmontable que permite un fácil almacenamiento si es necesario.



Respaldo desmontado

Productos diseñados a tu medida

VERMEIREN siempre se esfuerza por encontrar la mejor solución disponible para satisfacer tus necesidades personales. A medida que la tecnología avanza, nosotros también lo hacemos y, como tal, podemos ofrecerte los productos más actualizados. Este es el resultado de nuestra continua investigación y experiencia desde 1957.

Ofrecemos varios colores y una gama de opciones para ajustar Normandie a tus necesidades, interior y gusto. Las opciones incluyen un soporte para suero, una mesa,...



Normandie con portasuero y mesa



Barra de empuje

Ajuste del reposabrazos

Asa para reclinarse

Reposabrazos rebajado para facilitar la transferencia

Languedoc

Menos es más, también para tu sillón

Un sillón cómodo no debe ser más complicado de lo que debería ser. Sin el reposapiernas adicional, Languedoc combina las mejores características de Normandie y te ahorra algunos costos.

Con las pequeñas ruedas traseras, la silla es fácilmente maniobrable. Con respaldo inclinable (hasta 45°) y reposabrazos regulables, este sillón geriátrico se adapta a cada usuario y necesidad de confort.

También disponible en diferentes colores.



Normandie - Languedoc

Opciones



B12 - Mesa de madera



B22 - Taco abductor
(mediano o grande)



B52 - Portasueros



M - Reposabrazos
donante

Colores



GS - Polipiel gris
brillante



BR - Polipiel marrón



37 - Polipiel azul



33 - Polipiel
lavanda



ZW - Polipiel negro

Información técnica

Ancho total	685 mm
Altura total	1200* / 1205** mm
Largo total	860 mm
Ancho del asiento	500 mm
Altura reposabrazos	150 - 210 mm
Ángulo del asiento	13° - 45°

Altura del asiento	500* / 520** mm
Altura del respaldo	750 mm
Profundidad del asiento	480 mm
Peso Normandie	27,8* / 29,15** kg
Peso Languedoc	22,4* / 23,75** kg
Peso máximo del usuario	130 kg
Información adicional	CE

* sin ruedas / ** con ruedas

Desviaciones en peso y medidas (15 mm y 1.5 kgs) son posibles
Imágenes para fines ilustrativos. Algunas características pueden ser opcionales.

VERMEIREN Ibérica, S.L.U.

Carretera de Cartellà, Km. 0,5
Sant Gregori Parc Industrial - Edifici A
17150 Sant Gregori (Girona)

www.vermeiren.es
info@vermeiren.es

Para más información contacte con su distribuidor local.

