

Eclips XXL

Tallas Grandes

Silla de ruedas manual plegable de aluminio con doble cruceta. La versión XXL de la ECLIPS ofrece un chasis más fuerte y duradero sin comprometer la comodidad. Las transferencias son fáciles gracias a los fuertes frenos y los reposabrazos extraíbles.



VERMEIREN
we care for you

Características



Asiento y respaldo
anatómicos



Paneles protectores de
ropa más fuertes



Reposapiés plegable
monobloc



Cinta de pie ajustable

Opciones



B83
Soporte para bombona
de oxígeno



B20/B58
Cinturón de seguridad



B42
Bolsa de red para la
compra



B74
Freno de tambor



B78 Ruedas antivuelco



B77 Pieza basculante

Colores



C27 Azul

Información técnica

Ancho total	850-900-950-1000 mm
Altura total	1070 mm
Largo total	1140 mm
Ancho plegado	375 mm
Ancho del asiento	600-650-700-750 mm
Altura reposabrazos	200 mm

Altura de asiento	530 mm
Altura de respaldo	620 mm
Profundidad de asiento	530-540-550-560 mm
Peso	38,5 - 40,5 kg
Peso máximo usuario	250 kg
Información adicional	CE

Desviaciones en peso y medidas (15 mm y 1.5 kgs) son posibles
Imágenes para fines ilustrativos. Algunas características pueden ser opcionales.

VERMEIREN Ibérica, S.L.U.

Carretera de Cartellà, Km. 0,5
Sant Gregori Parc Industrial - Edifici A
17150 Sant Gregori (Girona)

www.vermeiren.es
info@vermeiren.es



Para más información contacte con su distribuidor local.

VERMEIREN
we care for you