

# Navix RWD

Sillas de ruedas electrónicas



C30  
gris



C71  
azul




C72  
burdeos



C73  
verde



- 1 B58 Cinturón de seguridad
- 2 Ruedas posteriores de perfil grande para un mejor agarre en superficies exteriores
- 3 B78 Ruedas antivuelco
- 4 Separación del suelo de 60 mm
- 5 Reposabrazos abatibles y regulables en altura y anchura



Ajuste del respaldo



Indicación de profundidad del asiento



Reposabrazos regulables en altura y anchura



Compacto que incluso cabe en un maletero de un coche pequeño



2x12V-50Ah 2x220W 6 km/h 32 km 9° 50 1250

Gama de accesorios y opciones.



580 400 260-350 400-450-500 380-500 580 330-400 1010 78,8 130  
580 450  
630 500

Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm, 1,5 kg y 1,5°) pueden diferir.



— NAVIX RWD —