

VERMEIREN, fabricante de sillas de ruedas desde 1957, es un actor importante en el mundo de los productos de apoyo y ayudas a la movilidad. A lo largo de los años, el grupo Vermeiren se ha especializado en la producción de sillas de ruedas, camas sanitarias, sillas confort, sillones de descanso y cualquier otro producto que pueda acompañar a un usuario en el mantenimiento de su autonomía y movilidad.



Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el Peso (15 mm y 1,5 kg). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.



VERMEIREN
we care for you

R.R.: **VERMEIREN IBERICA, S.L.**, Carretera de Cartellà, Km. 0,5 - Sant Gregori Parc Industrial, Edifici A - 17150 Sant Gregori (Girona)- SB Rollators ES 2026-08 v1.0

Altima

ROLLATOR PREMIUM

MUÉVETE LIGERO, VIVE CÓMODAMENTE

Recupera tu confianza y disfruta de una mayor independencia con el andador **Altima**. Diseñado para brindar comodidad, funcionalidad y facilidad de uso, el Altima es un andador ligero y plegable de 4 ruedas fabricado en aluminio resistente, lo que facilita su manejo, transporte y almacenamiento.

Para una comodidad óptima, el Altima cuenta con un asiento extra confortable y un respaldo extraíble de material suave.

Esto permite al usuario relajarse cuando lo desee. La elegante bolsa de compras extraíble también ofrece un amplio espacio.



Los neumáticos macizos garantizan una conducción placentera en diversos tipos de superficie, mientras que su refinado acabado y elegantes colores —Verde Británico y Beige Mate— realzan aún más la imagen premium del Altima. Incluso con su práctico sistema de cierre, el Altima conserva una apariencia elegante

cuando está guardado. Además, el Altima incorpora múltiples reflectores en la parte delantera, trasera y laterales.

Diseñado para la comodidad y la facilidad de uso, el Altima te permite disfrutar de una movilidad segura y confortable desde el primer momento.

Características



soporte lumbar extraíble



bolsa de compra extraíble



empuñaduras ajustables en altura



bloqueo de seguridad plegado

Información técnica

■ Anchura total	610 mm
■ Longitud total	700 mm
■ Altura total	810 - 985 mm
■ Ancho del asiento	425 mm
■ Altura del asiento	640 mm
■ Anchura plegado	245 mm

■ Profundidad del asiento	195 mm
■ Radiode giro mínimo	870 mm
■ Ruedas	210 x 36 mm
■ Peso	8,25 kg - 7,35 sin cesta ni respaldo
■ Peso máximo del usuario	130 kg
■ Información adicional	CE

ROLLATORS



VERMEIREN
we care for you

Four-Light

El Four-light ha sido actualizado como un rollator elegante y más moderno. Disponible ahora en un elegante diseño gris carbono y completo con frenos de estacionamiento, soporte para cinturón trasero, una bolsa de compra y un soporte para muletas.



■ Anchura total	660 mm
■ Longitud total	750 mm
■ Altura total	870-990 mm
■ Ancho del asiento	450 mm
■ Altura del asiento	550 mm
■ Peso	8,45 kg
■ Peso máximo del usuario	130 kg

ECO-Light II

El Eco-Light II es un rollator plegable de 4 ruedas, equipado con una cesta extraíble, un asiento acolchado y un porta muletas. Una barra acolchada ofrece apoyo adicional mientras se está sentado. Completo con frenos de estacionamiento y manetas regulables en altura.



■ Anchura total	615 mm
■ Longitud total	695 mm
■ Altura total	800-930 mm
■ Ancho del asiento	355 mm
■ Altura del asiento	560 mm
■ Peso	7,5 kg
■ Peso máximo del usuario	120 kg

Quava

Quava es un andador moderno, ligero y plegable con frenos multifuncionales. Ideal para el coche, viajes, recados o para ir de compras. Gracias a su ancho y acolchado cinturón trasero, quien lo use puede sentarse fácilmente cuando los frenos están bloqueados.



■ Anchura total	655 mm
■ Longitud total	710 mm
■ Altura total	830 - 955 mm
■ Ancho del asiento	450 mm
■ Altura del asiento	540 mm
■ Peso	7,05 kg
■ Peso máximo del usuario	136 kg

286i

Rollator plegable de 4 ruedas. Equipado con cesta extraíble, bandeja de plexiglás, asiento y portabastones. Frenos de aparcamiento y empuñaduras regulables en altura. Modelo plegable gracias a su sistema sencillo y rápido.



■ Anchura total	600 mm
■ Longitud total	680 mm
■ Altura total	780-990 mm
■ Ancho del asiento	420 mm
■ Altura del asiento	560 mm
■ Peso	9,85 kg
■ Peso máximo del usuario	130 kg

Quadri-Light

Un rollator ligero de aluminio, plegable y de 4 ruedas con frenos es ideal para personas con un paso irregular pero que pueden frenar cuando se sienten ligeramente desequilibrados. Un asiento y una correa de soporte permiten que el usuario descanse después de un uso prolongado.



■ Anchura total	650 mm
■ Longitud total	700 mm
■ Altura total	805-930 mm
■ Ancho del asiento	450 mm
■ Altura del asiento	610 mm
■ Peso	7,25 kg
■ Peso máximo del usuario	130 kg

ECO-Plus

ECO-Plus es un rollator de 4 ruedas con la característica de tener un ajuste en la parte delantera y trasera que permite ajustar la altura de su asiento. Una barra acolchada de apoyo proporciona un apoyo cómodo adicional cuando se está sentado.



■ Anchura total	610 mm
■ Longitud total	680-795 mm
■ Altura total	845-1020 mm
■ Ancho del asiento	360 mm
■ Altura del asiento	555 - 625 mm
■ Peso	7,5 kg
■ Peso máximo del usuario	136 kg

Goliat

El Goliat es un nuevo hiper rollator sólido con un Peso máximo de usuario de 200 Kg. Equipado con una correa de retención, frenos con posición de estacionamiento y empuñaduras ajustables en altura. Es posible ajustar su altura delantera y trasera.



■ Anchura total	650 mm
■ Longitud total	750 mm
■ Altura total	830 - 1020 mm
■ Altura del asiento	490 - 560 mm
■ Profundidad del asiento	410 mm
■ Peso	10,7 kg
■ Peso máximo del usuario	200 kg

Cadeo

Cadeo es un rollator plegable de 4 ruedas. Equipado con bolsa de compra y asiento acolchado. La barra de respaldo plegable proporciona soporte extra. Camina con libertad y frena cuando uses tu peso corporal para empujar tu Cadeo hacia abajo. Fácil de plegar y llevarlo contigo en transporte público.



■ Anchura total	625 mm
■ Longitud total	640 mm
■ Altura total	810 - 895 mm
■ Ancho del asiento	350 mm
■ Altura del asiento	540 mm
■ Peso	4,6 kg
■ Peso máximo del usuario	90 kg