

<h1>Verso</h1>			
<p>Silla de ruedas de 6 km/h con ruedas traseras eléctricas, plataforma de asiento adaptable con una amplia gama de opciones y accesorios.</p>			
Modelo		PVP (sin IVA)	Imagen
Verso Batería litio 12.8 Ah	<input type="checkbox"/>	3.300,00 €	
Verso Batería litio 17.5 Ah	<input type="checkbox"/>	3.500,00 €	

### CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR S = Standard

Mando	Estándar (derecha)	<b>S</b>	
Respaldo	Nylon ajustable en tensión	<b>S</b>	
B24DLVI 5cm	Cojín visco 5 cm	<b>S</b>	
B58	Cinturón con hebilla rápida	<b>S</b>	
Altura asiento	50 cm	<b>S</b>	
PH04	Empuñaduras regulables en altura	<b>S</b>	
B90	Barra de empuje	<b>S</b>	
Bi5	Reposabrazos extraíble ajustable en altura	<b>S</b>	
B06	Reposapiés abatibles y extraíbles	<b>S</b>	
B18	Soporte de talón	<b>S</b>	
Rueda delante	200 x 50 PU Negra	<b>S</b>	
Rueda trasera	12" PU Negra	<b>S</b>	
TOBH N4	Kit ruedas 24" macizas negras	<b>S</b>	

### MANDO

SE08	Fijación mando a respaldo	<input type="checkbox"/>	90,00 €
------	---------------------------	--------------------------	---------






### ANCHO DE ASIENTO

	44 cm	<input type="checkbox"/>	
	46 cm	<input type="checkbox"/>	
	48 cm	<input type="checkbox"/>	
	50 cm	<input type="checkbox"/>	


### PROFUNDIDAD DE ASIENTO

	42 cm	<input type="checkbox"/>	
	44 cm	<b>S</b>	
	46 cm	<input type="checkbox"/>	
	48 cm	<input type="checkbox"/>	

### REPOSABRAZOS HEMIPLEJIA

B66	Reposabrazos hemiplejia	O Izquierdo O Derecho	<input type="checkbox"/>	118,00 €	
B66O	Reposabrazos hemiplejia orientable	O Izquierdo O Derecho	<input type="checkbox"/>	148,00 €	
B66M	Reposabrazos hemiplejia con soporte palmar	O Izquierdo O Derecho	<input type="checkbox"/>	171,00 €	
B66OM	Reposabrazos hemiplejia orientable con soporte palmar	O Izquierdo O Derecho	<input type="checkbox"/>	239,00 €	
B66ML	Reposabrazos hemiplejia largo con soporte palmar	O Izquierdo O Derecho	<input type="checkbox"/>	216,00 €	
B66OML	Reposabrazos hemiplejia largo orientable con soporte palmar	O Izquierdo O Derecho	<input type="checkbox"/>	417,00 €	
B66MA	Reposabrazos hemiplejia con soporte palmar - modelo anatómico	O Izquierdo O Derecho	<input type="checkbox"/>	183,00 €	
B66OMA	Reposabrazos hemiplejia orientable con soporte palmar - modelo anatómico	O Izquierdo O Derecho	<input type="checkbox"/>	348,00 €	
B66MAL	Reposabrazos hemiplejia largo con soporte palmar - modelo anatómico	O Izquierdo O Derecho	<input type="checkbox"/>	225,00 €	
B66OMAL	Reposabrazos hemiplejia largo orientable con soporte palmar - modelo anatómico	O Izquierdo O Derecho	<input type="checkbox"/>	429,00 €	


### REPOSAPIÉS

BK6	Reposapiés monoblock	<input type="checkbox"/>	111,00 €	
BZ8	Reposapiés ajustable y elevable (unidad) O Izquierdo O Derecho	<input type="checkbox"/>	145,00 €	




### COLORES

<b>Color del chasis</b>			
C76	Chasis Blanco - En stock	<b>S</b>	
C77	Chasis negro (consultar plazo de entrega)	<input type="checkbox"/>	S.C.
<b>Color detalles (placa y horquilla)</b>			
C76	Blanco	<b>S</b>	
C53G	Naranja Brillante - En stock	<input type="checkbox"/>	S.C.
C79	Azul Claro Brillante (consultar plazo de entrega)	<input type="checkbox"/>	S.C.
C85G	Verde Claro Brillante (consultar plazo de entrega)	<input type="checkbox"/>	S.C.




### RESPALDO

L14	Respaldo fijo anatómico	PU Soft touch gris	<input type="checkbox"/>	225,00 €	
		Piel artificial (Polipiel)	<input type="checkbox"/>	250,00 €	
L34	Respaldo anatómico modular PU Soft touch gris	<input type="checkbox"/>	710,00 €		









### ASIENTO

L15	Asiento fijo anatómico	PU Soft touch gris	<input type="checkbox"/>	225,00 €	 
		Piel artificial (Polipiel)	<input type="checkbox"/>	250,00 €	
L35	Asiento anatómico modular PU Soft touch gris		<input type="checkbox"/>	630,00 €	

### REPOSACABEZAS

L55	Reposacabezas		<input type="checkbox"/>	450,00 €	
L58	Reposacabezas ajustable en altura y profundidad		<input type="checkbox"/>	550,00 €	
L58C	Reposacabezas ajustable en altura, lateralidad, profundidad y rotación.		<input type="checkbox"/>	580,00 €	

### OPCIONES

B19	Correa para sujetar el pie	O Izquierda O Derecha	<input type="checkbox"/>	21,00 €	
B20	Cinturón con hebilla rápida (adicional)		<input type="checkbox"/>	60,00 €	
B21	Soporte para pantorrillas		<input type="checkbox"/>	54,00 €	
E SE46	Bolsa de transporte para ruedas 24"		<input type="checkbox"/>	125,00 €	
B52	Portasueros		<input type="checkbox"/>	93,00 €	
L04TS	Controles de tronco pequeños	O Izquierdo O Derecho	<input type="checkbox"/>	78,00 €	
L04TL	Controles de tronco grandes	O Izquierdo O Derecho	<input type="checkbox"/>	78,00 €	
	Batería extra de 12.8 Ah (sin cargador)		<input type="checkbox"/>	460,00 €	
	Batería extra de 17.5 Ah (sin cargador)		<input type="checkbox"/>	660,00 €	
	Cargador extra		<input type="checkbox"/>	85,00 €	
	Soluciones de sujeción posturales - Ver catálogo NeoFlex				
	Soluciones de sedestación y posicionamiento - Ver catálogo Physipro				
	Soluciones de sedestación y posicionamiento - Ver catálogo Vicair				
	Apósitos de gel - Ver catálogo de Gel cushions				