




<h1>V100XL</h1> <p><b>**Cód. SRM 040C**</b></p>				
<ul style="list-style-type: none"><li>· Silla ligera de respaldo fijo fabricada en acero<ul style="list-style-type: none"><li>· Homologada hasta 170 kg</li><li>· Tapizado en nylon negro</li><li>· Reposapiés abatibles y extraíbles</li><li>· Reposabrazos abatibles y extraíbles</li><li>· Ruedas traseras extraíbles (600 mm)</li></ul></li><li>· Acolchado de reposabrazos multiposición<ul style="list-style-type: none"><li>· Doble cruceta</li></ul></li></ul>				
			Precio	Imagen
Configuraciones estándar				
V100XL		<input type="checkbox"/>	€ 499,00	




**S** = Estándar | **O** = Sin coste extra | **□** = Coste extra | - = No posible





ESTÁNDAR				
B06IN	Reposapiés extraíble estándar	<b>S</b>		
B03	Reposabrazos extraíble y abatible	<b>S</b>		
B90	Barra de empuje	<b>S</b>		

ANCHO DE ASIENTO				
	53 cm	<b>O</b>		
	56 cm	<b>O</b>		
	60 cm	<b>O</b>		




PROFUNDIDAD DE ASIENTO (NO REGULABLE)				
	49 cm	<b>O</b>		


ALTURA DE ASIENTO				
	45 cm	<b>O</b>		
	47 cm	<b>O</b>		
	50 cm	<b>S</b>		
	53 cm	<b>O</b>		





REPOSABRAZOS					
B02	Reposabrazos largo extraíble y abatible		<input type="radio"/>		
B05	Reposabrazos extraíble ajustable en altura		<input type="checkbox"/>	€ 150,00	
B66	Reposabrazos hemipléjico **Cód. SRC 000A**	O Izquierda O Derecha	<input type="checkbox"/>	€ 118,00	
B66O	Reposabrazos hemipléjico - orientable	O Izquierda O Derecha	<input type="checkbox"/>	€ 148,00	
B66M	Reposabrazos hemipléjico soporte palmar **Cód. SRC 000B**	O Izquierda O Derecha	<input type="checkbox"/>	€ 171,00	
B66OM	Reposabrazos hemipléjico con soporte palmar - orientable	O Izquierda O Derecha	<input type="checkbox"/>	€ 239,00	

REPOSAPIÉS					
BA6	Reposapiés estándar acortados (8 cm más cortos)		<input type="radio"/>		
BK6	Reposapiés monoblock (en una sola pieza) **Cód. SRC 010A**		<input type="checkbox"/>	€ 111,00	
BZ8IN	Reposapiés ajustable y elevable	O Izquierda O Derecha	<input type="checkbox"/>	€ 145,00	
BK7	Soporte para amputados - izquierda		<input type="checkbox"/>	€ 134,00	
BL7	Soporte para amputados - derecha		<input type="checkbox"/>	€ 134,00	



COLOR				
C59	Champan	<b>S</b>		







RESPALDO					
L44	Respaldo con correas de velcro para ajustar la tensión		<b>S</b>		
L46	Respaldo ajustable en tensión	Cuero artificial	<input type="radio"/>		
		Nylon negro	<input type="radio"/>		
L14	Respaldo anatómico fijo	Tapicería suave al tacto gris	<input type="checkbox"/>	€ 225,00	
		Tapicería de cuero artificial	<input type="checkbox"/>	€ 250,00	








ASIENTO				
L15	Asiento anatómico, cuero artificial	<input type="checkbox"/>	€ 225,00	
	Asiento anatómico, PU suave	<input type="checkbox"/>	€ 225,00	

REPOSACABEZAS				
B14	Extensión del respaldo <b>**Cód. SRA 010A**</b>	<input type="checkbox"/>	€ 80,00	
B47	Reposacabezas para respaldo ajustable por tensión	<input type="checkbox"/>	€ 170,00	
L55B	Soporte occipital ajustable <b>**Cód. SRA 010B**</b> <b>Con opción B90</b>	<input type="checkbox"/>	€ 170,00	
L55	Reposacabezas para respaldo anatómico <b>**Cód. SRA 010C**</b>	<input type="checkbox"/>	€ 450,00	





RUEDAS				
AP1	Delanteras 200x35 mm gris PU macizas Traseras: T30 (rueda pequeña)	<input type="radio"/>		
AP5	Delanteras 200x35 mm gris PU macizas Traseras: 24" alu gris PU macizas	<input checked="" type="radio"/>		
AP6	Delanteras 200x50 mm gris PU macizas Traseras: 24" alu gris PU macizas	<input type="radio"/>		

MESAS					
B112	Hemipléjica <b>**Cód. SAB 000A**</b>	<div><div><div>O Izquierdo</div><div>O Derecho</div></div></div>	<div><div><input type="checkbox"/></div></div>	€ 120,00	<div></div>
B15A	Ajustable de plástico <b>**Cód. SAB 000A**</b>		<div><div><input type="checkbox"/></div></div>	€ 190,00	<div></div>

OPCIONES					
B19	Cinchas para los pies <b>**Cód. SRA 000K**</b>	O Izquierdo O Derecho	<input type="checkbox"/>	€ 21,00	
B20	Cituron de seguridad		<input type="checkbox"/>	€ 30,00	
B22	taco abductor <b>**Cód. SRA 000E**</b>		<input type="checkbox"/>	€ 75,00	
B31	Soporte para muletas		<input type="checkbox"/>	€ 34,00	
B33	Cubierta para aro propulsor		<input type="checkbox"/>	€ 63,00	
B40	Extension de freno (par)		<input type="radio"/>	€ 72,00	

B42	Red para la compra	<input type="radio"/>	€ 50,00	
B52	Portasueros	<input type="checkbox"/>	€ 93,00	
B58	Cinturón de seguridad con hebilla rápida <b>** Cód. SRA 000J **</b>	<input type="checkbox"/>	€ 67,00	
B74	Freno de tambor	<input type="checkbox"/>	€ 200,00	
B78	Anti-vuelco <b>**Cod. SRA 030G**</b>	O Izquierdo O Derecho	<input type="checkbox"/> € 57,00	
B83	Soporte para bombona oxígeno <b>**SRA 030E**</b>	O Ø115 O Ø130 O Ø145 O Ø155	<input type="checkbox"/> € 103,00	
L04	Soportes de tronco <b>No compatibles con b66</b> <b>**Cód. SRA 000B**</b>	O Izquierdo O Derecho	<input type="checkbox"/> € 78,00	
L04S	Soportes de tronco-pequeños <b>No compatibles con b66</b> <b>**Cód. SRA 000B**</b>	O Izquierdo O Derecho	<input type="checkbox"/> € 78,00	

## OTRAS OPCIONES

	Soluciones de sujeción Neoflex (consulte hoja de pedido de Neoflex)
	Soluciones de asiento y sujeción (consulte hoja de pedido de Physipro)
	Soluciones de asiento y posicionamiento - consulte las hojas de pedido de Vicair
	Accesorios de gel confort - consulte el formulario de pedido de Gel cushions