



¿CÓMO MEDIMOS?

Neo 40.01 Banda de pantorrillas

Mide la distancia entre los tubos principales del reposapiés y traslada esta dimensión a la tabla para encontrar la talla correcta.

Mide el perímetro del tobillo y traslada esta dimensión a la tabla para encontrar la talla correcta.




A	Talla
18-24 cm	S
25-32 cm	M
33-40 cm	L
40-50 cm	XL

Talla	
14-17	XS
17-20	S
19-23	M
22-29	L
28-33	XL



NEO 40	PARTE INFERIOR DEL CUERPO				
Neo 40.01	Soporte Pantorrillas	O S O M O L O XL	<input type="checkbox"/>	70 €	

Medidas por tallas



	A	B	C	Ref
S	19 cm	12 cm	15 cm	2997952
M	27 cm	14 cm	19 cm	2997949
L	35 cm	16,5 cm	25 cm	2997950
XL	41 cm	16,5 cm	25 cm	2997951

Neo 40.02	Estabilizador de tobillo (par) **Cód. SRA 000K**	O XS O S O M O L O XL	<input type="checkbox"/>	110 €	
------------------	---	-----------------------------------	--------------------------	--------------	--

Medidas por tallas



CIRCUNFERENCIA DEL TOBILLO			
	A	Derecho	Izquierdo
XS	14 cm - 17 cm	2997997	2997986
S	17 cm - 20 cm	2997998	2997987
M	19 cm - 23 cm	2997999	2997988
L	22 cm - 29 cm	2998000	2997989
XL	28 cm - 33 cm	2998001	2997990