

Especificaciones estándar:

- Basculante y reclinable mediante pistones neumáticos
- Cojín de asiento extraíble y respaldo en PU Soft Touch
- Respaldo ergonómico, ajustable en altura, profundidad y ángulo
- Reposacabezas regulable L58
- Empuñaduras regulables en altura
- Reposapiernas ajustables en anchura, profundidad y ángulo
- Reposapiernas plegables y extraíbles
- Reposabrazos ergonómico, ajustable en altura y anchura
- Antivuelcos regulables
- Carga máxima 135 kg.
- Apta para el transporte en automóvil



Modelo Precio

<input type="checkbox"/>	Ruedas de 16"	2.300 €
<input type="checkbox"/>	Ruedas de 24"	2.300 €

Chasis

C55 Gris

Ancho de asiento

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	45	50

Cojín de asiento

<input type="checkbox"/>	L35 Anatómico en Dartex	s.c.
* <input type="checkbox"/>	VICAIR Multifuncional con funda INCOTEC	650 €

Maximiza el tiempo sentado sin reposicionar

Respaldo

<input type="checkbox"/>	L34 Ajustable en altura, profundidad y ángulo	
<input type="checkbox"/>	Placa plana en aluminio para respaldos VICAII	56 €
<input type="checkbox"/>	Placa con alas 6 cm para respaldos VICAIR	67 €
<input type="checkbox"/>	VICAIR Multifuncional (necesaria placa)	650 €

Reposacabezas

L58 Reposacabezas multirregulable

Reposabrazos

<input type="checkbox"/>	PU regulables en altura/profundidad	
* <input type="checkbox"/>	B66O* Articulado hemipleja <input type="checkbox"/> izq. <input type="checkbox"/> dch.	148 €
* <input type="checkbox"/>	B66M* Con soporte palmar <input type="checkbox"/> izq. <input type="checkbox"/> dch.	239 €

(* no compatibles con L04 controles de tronco)

Configuración estándar

TARIFA VERSIÓN 2023 1.0 P.V.P. RECOMENDADO SIN I.V.A. VÁLIDO EN PENÍNSULA Y BALEARES

Reposapiernas Precio

BZ8 Reposapiernas elevables

Ruedas Delanteras Traseras

AP5 200X35 Macizas Macizas

Opciones

<input type="checkbox"/>	L04 Soporte lateral de tronco <input type="checkbox"/> izq. <input type="checkbox"/> dch.	78 €
<input type="checkbox"/>	B58 Cinturón de seguridad	67 €
<input type="checkbox"/>	B12A Mesa Inovys II	160 €
<input type="checkbox"/>	B22 Taco abductor	75 €
<input type="checkbox"/>	B52 Porta-suero	93 €
<input type="checkbox"/>	B31 Soporte de bastones	34 €

Fijaciones NEOFLEX

<input type="checkbox"/>	U73 Peto con cremallera	127 €
<input type="checkbox"/>	U74 Peto	127 €
<input type="checkbox"/>	U78 Arnes de hombros básico	83 €
<input type="checkbox"/>	U79 Arnés de hombros en H	98 €
<input type="checkbox"/>	U80 Soporte pectoral	64 €
<input type="checkbox"/>	U01 Cinchas de abducción	98 €
<input type="checkbox"/>	U75 Cinturón pélvico 4 puntos	78 €
<input type="checkbox"/>	U76 Cinturón pélvico 2 puntos	64 €
<input type="checkbox"/>	U77 Estabilizador de tobillos	111 €