

Especificaciones estándar:

- Silla ligera de respaldo fijo
- Tapizado en nylon negro
- Reposapiés abatibles y extraíbles
- Reposabrazos abatibles y extraíbles
- Ruedas traseras extraíbles (600 mm)
- Multipalier ruedas traseras
- Paletas de reposapié regulables en ángulo
- Empuñaduras regulables en altura
- Acolchado de reposabrazos multiposición
- B42 Red
- B23S Cojín de asiento



Modelo

Precio

<input type="checkbox"/>	Ruedas traseras de 600 mm extraíbles
<input type="checkbox"/>	Ruedas traseras de 300 mm (KIT T30)
<input type="checkbox"/>	Respaldo reclinable 30°
<input type="checkbox"/>	V300 Comfort (*)

<input type="checkbox"/>	550 €
<input type="checkbox"/>	550 €
<input type="checkbox"/>	755 €
<input type="checkbox"/>	1.400 €

(*) Respaldo reclinable+L55+BZ8+L34+L35+B05

Chasis

C59 Champán

Ancho de asiento

39	42	44	46	48	50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ruedas

Delanteras

Traseras

<input type="checkbox"/>	AP5	200X35 Macizas	Macizas
<input type="checkbox"/>	AP6	200X50 Macizas	Macizas

Alturas de asiento

44	47	50	53
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Opciones

Profundidad de asiento

44	46	48	50	52
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Reposabrazos

<input type="checkbox"/>	B02 Reposabrazos largos extraíbles	
<input type="checkbox"/>	B03 Reposabrazos cortos extraíbles	
* <input type="checkbox"/>	B04 Reposabrazos ajustables en altura	134 €
* <input type="checkbox"/>	B66 Hemiplejía <input type="checkbox"/> izq. <input type="checkbox"/> dch.	148 €
* <input type="checkbox"/>	B66 con soporte palmar <input type="checkbox"/> izq. <input type="checkbox"/> dch.	239 €

Reposapiés

<input type="checkbox"/>	B06 Reposapiés extraíbles y abatibles	
* <input type="checkbox"/>	BZ8 Reposapierna elevable <input type="checkbox"/> Izqda. <input type="checkbox"/> Dcha.	145 €
* <input type="checkbox"/>	BZ8 Par de reposapiernas elevables	290 €
<input type="checkbox"/>	BK6 Reposapiés monoblock	111 €
<input type="checkbox"/>	BL7 Soporte para amputado derecho	134 €
<input type="checkbox"/>	BK7 Soporte para amputado izquierdo	134 €

* <input type="checkbox"/>	B12 + B13 Mesa madera	160 €
* <input type="checkbox"/>	B15 + B13 Mesa plexiglas	160 €
<input type="checkbox"/>	B20 Cinturón de seguridad	24 €
* <input type="checkbox"/>	B22 Taco abductor	75 €
<input type="checkbox"/>	B31 Soporte para muletas	34 €
* <input type="checkbox"/>	B40 Prolongación de freno (par)	72 €
* <input type="checkbox"/>	B52 Porta suero	93 €
<input type="checkbox"/>	B74 Frenos de tambor (sólo con ruedas de 24")	200 €
<input type="checkbox"/>	B78 Ruedas antivuelco	57 €
<input type="checkbox"/>	B86 Ruedas transfer	56 €
<input type="checkbox"/>	B90 Barra de empuje	50 €
* <input type="checkbox"/>	HEM2 Kit hemipléjico <input type="checkbox"/> Izqda. <input type="checkbox"/> Dcha.	430 €
* <input type="checkbox"/>	L04 Soporte lateral izquierdo*	78 €
* <input type="checkbox"/>	L04 Soporte lateral derecho*	78 €
* <input type="checkbox"/>	L14 Respaldo anatómico PU SOFT TOUCH	225 €
* <input type="checkbox"/>	L15 Asiento anatómico PU SOFT TOUCH	225 €
* <input type="checkbox"/>	L34 Respaldo anatómico Confort	275 €
* <input type="checkbox"/>	L35 Asiento anatómico Confort	275 €
* <input type="checkbox"/>	B47 Reposacabezas respaldo nylon	170 €
* <input type="checkbox"/>	L55 Reposacabezas*	450 €

*sólo compatible con asiento o respaldo anatómico

Configuración estándar

TARIFA VERSIÓN 2023 1.0 P.V.P. RECOMENDADO SIN I.V.A. VÁLIDO EN PENÍNSULA Y BALEARES