

SAGITTA

****Cód. SRM 030D****

Sagitta es una silla de ruedas moderna, activa y totalmente personalizable. Dispone de reposabrazos, reposapiernas y medidas ajustables. Su peso máximo es de sólo 9,5 kg gracias a su chasis fijo de aluminio ligero. Disponible en una amplia gama de colores, protectores de radios con estampados de colores y una gran variedad en ruedas delanteras y traseras.



*Illustrative photo showing the wheelchair with various accessories

			Precio	Imagen
Configuración estándar				
MODELO				
	Sagitta chasis corto	S	1.850,00 €	
	Sagitta chasis largo	S	1.850,00 €	
	Sagitta chasis largo versión SI	S	2.100,00 €	

ANCHO DE ASIENTO				
Ancho de asiento (lona ajustable en tensión)				
	36 cm (anchura total 55cm)	☐		
	38 cm (anchura total 57cm)	☐		
	40 cm (anchura total 59cm)	☐		
	42 cm (anchura total 61cm)	☐		
	44 cm (anchura total 63cm)	☐		
	46 cm (anchura total 65cm)	☐		

PROFUNDIDAD DE ASIENTO				
Sagitta con chasis estándar				
	27 cm (longitud del chasis: 50 cm)	☐		
	29,5 cm (longitud del chasis: 52,5 cm)	☐		
	32 cm (longitud del chasis: 55 cm)	☐		
	34,5 cm (longitud del chasis: 57,5 cm)	☐		
	37 cm (longitud del chasis: 60 cm)	☐		
	39,5 cm (longitud del chasis: 65 cm)	☐		
	42 cm (longitud del chasis: 65 cm)	☐		

Sagitta con chasis largo				
	35 cm (longitud del chasis: 50 cm)	☐		
	37,5 cm (longitud del chasis: 52,5 cm)	☐		
	40 cm (longitud del chasis: 55 cm)	☐		
	42,5 cm (longitud del chasis: 57,5 cm)	☐		
	45 cm (longitud del chasis: 60 cm)	☐		
	47,5 cm (longitud del chasis: 65 cm)	☐		
Sagitta SI con chasis largo e inclinación del asiento				
	35 cm (longitud del chasis: 50 cm)	☐		
	37,5 cm (longitud del chasis: 52,5 cm)	☐		
	40 cm (longitud del chasis: 55 cm)	☐		
	42,5 cm (longitud del chasis: 57,5 cm)	☐		
	45 cm (longitud del chasis: 60 cm)	☐		
	47,5 cm (longitud del chasis: 65 cm)	☐		

REPOSABRAZOS

La elección del reposabrazos "Fijo o Extraíble" afectará a la selección del freno.					
B82S	Protector de ropa	☐ Fijo ☐ Extraíble	S		
B82	Protector de ropa con guardabarros desmontable	☐ Fijo ☐ Extraíble	☐	54,00 €	
Bi5	Reposabrazos extraíbles regulables en altura		☐	126,00 €	
Tube	Reposabrazos tubular abatible		☐	81,00 €	
Tube + B82S	Protector de ropa con reposabrazos tubular	☐ Fijo ☐ Extraíble	☐	87,00 €	
Tube + B82	Protector de ropa con guardabarros desmontable y reposabrazos tubular	☐ Fijo ☐ Extraíble	☐	138,00 €	
Sagitta Si sólo protector de ropa extraíble (compatible con todos los tipos de freno).					

REPOSAPIÉS

	Monoblock	S		
	Monoblock con placa de aluminio	☐	63,00 €	
BA6	Monoblock invertido con placa de aluminio	☐	63,00 €	
AD	Reposapiés regulables en altura, profundidad y ángulo	☐	144,00 €	

COLOR							
		Matt	Glossy				
C20	Azul oscuro					☐	
C29	Gris plateado					☐	
	Plateado	☐	☐			☐	
C4	Rojo	☐	☐			☐	
C5	Negro	☐	☐			☐	
C53	Naranja transparente					☐	
	Naranja	☐	☐			☐	
C55	Inox = varnís					☐	
	Inox	☐	☐			☐	
C56	Sagitta azul					☐	
	Azul metálico	☐	☐			☐	
C57	Rojo brillante	☐	☐			☐	
C59	Champagne	☐	☐			☐	
C71	Azul metal					☐	150,00 €
C72	Rojo metal					☐	150,00 €
C73	Metal verde lima					☐	150,00 €
C76	Blanco brillante					☐	
	Blanco	☐	☐			☐	
C78	Mirror azul claro					☐	
C79	Soft azul	☐	☐			☐	
C8	Amarillo	☐	☐			☐	
C85	Verde césped	☐	☐			☐	
C87	Melon naranja	☐	☐			☐	
C88	Corona oro	☐	☐			☐	
C89	Cobre rojo	☐	☐			☐	
Cxx	Colores adicionales con coste adicional : contacte con su representante					☐	150,00 €

RESPALDO							
Tapizado							
	Cordura					S	
Altura respaldo para PH00, PH01, PH05							
	23 - 25,5 - 28 cm					☐	
	28 - 30,5 - 33 cm					☐	
	33 - 35,5 - 38 cm					☐	
	38 - 40,5 - 43 cm					☐	
Altura respaldo para PH03							
	☐ 25 cm ☐ 30 cm ☐ 35 cm ☐ 40 cm					☐	

REPOSACABEZAS							
B14	Prolongador de respaldo					☐	80,00 € 

COJINES DE ASIENTO							
B23	Cojín 4cm					☐	sc 
	Visco					☐	126,00 € 

L16	Asiento rígido Skai+Velcro Sólo compatible en versión Sagitta SI	☐		
-----	--	--------------------------	--	--

EMPUÑADURAS				
PH00	Sin empuñaduras	☐	sc	
PH01	Empuñaduras - fijas No compatible con B14 prolongador de respaldo	☐	15,00 €	
PH03	Empuñaduras plegables No compatible con B14 prolongador de respaldo	☐	171,00 €	
PH05	Empuñaduras regulables en altura ancladas a chasis con abrazaderas	☐	171,00 €	

RUEDAS				
Ruedas delanteras				
	3" negro	☐	sc	
	4" negro	☐	sc	
	4" transparente	☐	sc	
	4" transparente con LED	☐	66,00 €	
	5" negro	☐	sc	
	5" transparente	☐	sc	
	5" transparente con LED	☐	66,00 €	
Ruedas traseras				
Diseño	22" x 1" 3/8 Schwalbe Right Run negro	S		
Diseño	24" x 1 ALU negro,PU negro	☐	sc	
Diseño	24" Alu Schwalbe Right Run negro	☐	sc	
Diseño	24" Alu Schwalbe Marathon Plus.	☐	126,00 €	
Spirit	24" Alu rojo Schwalbe Right Run negro	☐	600,00 €	
Spirit	24" Alu rojo Schwalbe Marathon Plus	☐	666,00 €	
Spirit	24" Alu azul Schwalbe Right Run negro	☐	600,00 €	
Spirit	24" Alu azul Schwalbe Marathon Plus	☐	666,00 €	
Spinergy	24" Schwalbe Marathon Evolution	☐	1.320,00 €	
Off Road	24" Schwalbe Land Cruiser	☐	243,00 €	
Smoother Wheel	24" SmootherWheel, pneum. Schwalbe Marathon Plus, negro, 50-70kg	☐	1.800,00 €	 
	24" SmootherWheel, pneum. Schwalbe Marathon Plus, negro, 70-90kg	☐	1.800,00 €	
	24" SmootherWheel, pneum. Schwalbe Marathon Plus, negro, 90-110kg	☐	1.800,00 €	
	24" SmootherWheel, pneum. Schwalbe Marathon Plus, negro, 110-130kg	☐	1.800,00 €	

HEM2	Sistema de Hemiplegia - Ruedas 24 x 1 3/8" PU No incluido freno central. Ancho de asiento ≥ 38 CM No compatible con SMOOTHERWHEEL Sólo compatible con versión SAGITTA SI Sólo compatible con camber 0°	☐ Derecha ☐ Izquierda	☐		
Ángulo de caída (CAMBER)					
	☐ 0° ☐ 2° ☐ 4° ☐ 6° ☐ 8° ☐ 10°	☐		SC	

FRENOS

Sagitta SI compatible con todos los tipos de freno

	Frenos de tiro sólo con protectores de ropa desmontables	☐	SC	
	Frenos de empuje sólo con protectores de ropa desmontables	☐	SC	
	Freno deportivo montado en tubo superior sólo con protectores de ropa desmontables	☐	SC	
	Freno deportivo montado en tubo inferior sólo posible con ajuste de ángulo 0°	☐	SC	
	Frenos estándar	☐	SC	

Brakes table with removable clothing protectors

Sagitta standard frame

	Frame length	50		52,5		55		57,5		60		65	
	Wheels size	22"	24"	22"	24"	22"	24"	22"	24"	22"	24"	22"	24"
Sport brakes	Upper frame	X	X	X	X	V*	V*	V*	V*	V	V*	V	V
	Lower frame	X	X	X	X	O	O	V	O	V	O	V	V
Pull, Push brakes	Upper frame	O*	O*	O*	O*	O	O	V	V	V	V	V	V

Sagitta long frame

	Frame length	50		52,5		55		57,5		60		65	
	Wheels size	22"	24"	22"	24"	22"	24"	22"	24"	22"	24"	22"	24"
Sport brakes	Upper frame	O	O	V	O	V	V	V	V	V	V	V	V
	Lower frame	X	X	O	X	O	O	V	O	V	V	V	V
Pull, Push brakes	Upper frame	V	O	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

V	Available
O	Possible, but not for all wheel positions
X	Not available
*	Mounted on slanting part of the frame

ACCESORIOS				
	Kit de herramientas	☐	36,00 €	
B19	Cinchas para pies	☐	45,00 €	
B20	Cinturón de seguridad	☐	33,00 €	
B21	Soporte para pantorrillas ancho	☐	51,00 €	
B33	Aros de gel	☐	63,00 €	
B78	Ruedas anti-vuelco (par)	☐	75,00 €	
B85	Protector de radios Sagitta	☐	111,00 €	
B85M0	Protector de radios transparente	☐	72,00 €	
B85M1	Protector de radios - Flores 1	☐	111,00 €	
B85M2	Protector de radios - Flores 2	☐	111,00 €	
B85M3	Protector de radios - Extreme	☐	111,00 €	
B85M4	Protector de radios - Pirata	☐	111,00 €	
B86	Ruedas transferencia	☐	75,00 €	

OTRAS OPCIONES	
	Soluciones de sujeción Neoflex (consulte hoja de pedido de Neoflex)
	Soluciones de asiento y sujeción (consulte hoja de pedido de Physipro)
	Soluciones de asiento y posicionamiento - consulte las hojas de pedido de Vicair
	Accesorios de gel confort - consulte el formulario de pedido de Gel cushions