

EZ1 Multiposition

Multifunción
Especificaciones estándar:

- Basculante y reclinable mediante pistones neumáticos
- Asiento y respaldo en PU Soft Touch
- **Reposacabezas regulable lateralmente L58**
- **Reposapiés elevables largos BZ7**
- Empuñaduras regulables en altura
- Carga máxima 150 kg.



Modelo		Precio
<input type="checkbox"/>	Ruedas traseras de 550 mm	1.900 €
<input type="checkbox"/>	T30 Ruedas traseras de 300 mm	1.900 €

Ruedas Delanteras		Traseras
<input type="checkbox"/>	AP6	200X50 Macizas Macizas

Chasis	
<input type="checkbox"/>	C29 Gris
<input type="checkbox"/>	C21 Rojo

Opciones		
<input type="checkbox"/>	L04 Soporte lateral de tronco IZQUIERDO	78 €
<input type="checkbox"/>	L04 Soporte lateral de tronco DERECHO	78 €
<input type="checkbox"/>	B74 Frenos de tambor (T30 estándar)	279 €
<input type="checkbox"/>	B58 Cinturón de seguridad	67 €
<input type="checkbox"/>	B12 Mesa	160 €
<input type="checkbox"/>	B78 Ruedas anti-vuelco	57 €
<input type="checkbox"/>	B22 Taco abductor	75 €

Acnho de asiento	
<input type="checkbox"/>	39
<input type="checkbox"/>	42
<input type="checkbox"/>	45
<input type="checkbox"/>	48
<input type="checkbox"/>	51
<input type="checkbox"/>	54
<input type="checkbox"/>	57

Reposapiés		
<input type="checkbox"/>	BZ8 Reposapiés elevables cortos	S.C.
<input type="checkbox"/>	BZ7 Reposapiés elevables largos	

Respaldo		
<input type="checkbox"/>	Altura respaldo estándar, 50 cm	
<input type="checkbox"/>	L07 Respaldo alto de 60 cm	45 €

