


Especificaciones estándar:

- Bipedestación eléctrica
- Acolchado preformado
- Reposabrazos regulables en altura y anchura
- Cincha torácica
- B58 Cinturón de seguridad
- Ruedas traseras de 3.00-8 neumáticas
- Ruedas delanteras de 200 x 50 neumáticas
- Eje pivotante anterior para superar grandes desniveles
- Electrónica **LINX**
- SE41 Reclinación eléctrica (1 actuador)



Modelo Precio

Velocidad 6 km/h (motores 200W) **7.790 €**

Ancho de asiento

40	45

Ancho 40 reclinación limitada a 30°

Profundidad de asiento

42	44,5	47

Altura de asiento

52

Reposapiés

BZ10 Elevables eléctricos monoblock

Reposabrazos

<input type="checkbox"/> Reposabrazos PU	45 €
<input type="checkbox"/> Reposabrazos confort Dártex	67 €
<input type="checkbox"/> Reposabrazos polipiel	148 €
<input type="checkbox"/> B660 Hemiplejía <input type="checkbox"/> Izquierdo <input type="checkbox"/> Derecho	239 €
<input type="checkbox"/> B660 Con soporte palmar <input type="checkbox"/> Izquierdo <input type="checkbox"/> Derecho	

Reposacabezas

<input type="checkbox"/> L55 Reposacabezas multiregular	s.c.
<input type="checkbox"/> L58 Reposacabezas regulable lateralmente	550 €

Configuración estándar
####

Tapizado

<input type="checkbox"/> Confort anatómico (Dártex)	s.c.
<input type="checkbox"/> 3D Net anatómico	630 €
<input type="checkbox"/> Polipiel negro anatómico	630 €

Mando

<input type="checkbox"/> DERECHA	<input type="checkbox"/> IZQUIERDA	s.c.
<input type="checkbox"/> LINX		s.c.
<input type="checkbox"/> LINX LCD con pantalla táctil		940 €

Opciones mando

<input type="checkbox"/> SE64 Botonera actuadores fija	500 €
<input type="checkbox"/> SE64 Botonera actuadores a joystick	500 €
<input type="checkbox"/> SE02 Mando sobre mesita	1.060 €
<input type="checkbox"/> SE04 Mando mentón equipado con LCD táctil	2.995 €
<input type="checkbox"/> SE08 Mando acompañante (respaldo)	90 €
<input type="checkbox"/> SE09 Doble mando	915 €
<input type="checkbox"/> SE63 Mando "Softball"	106 €
<input type="checkbox"/> SE50 V-stab	835 €

Ruedas delanteras

200 x 50 mm anti-pinchazos negras

Ruedas traseras

Negras neumáticas tacos **s.c.**
 Negras neumáticas lisas **s.c.**
 Grises neumáticas tacos **s.c.**
 Negras anti-pinchazos **137 €**

Opciones

B15 Mesita de plexiglass **170 €**
 SE37 Control muslos (reclinación limitada a 45°) **167 €**
 SE01 Guardabarros **84 €**
 B31 Porta-muletas (limita el rango de reclinación de r) **90 €**
 SE19 Luces LED **456 €**
 SE74 Retrovisores (incompatible B660) **56 €**
 SE74A Retrovisores abatibles (incomp. B660 y B15) **84 €**
 SE24 porta-bebidas **84 €**

Colores de chasis

<input type="checkbox"/>	C4 Rojo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	C72 Burdeos	-	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	C5 Negro	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	C73 Lima	-	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	C8 Amarillo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	C76 Blanco	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	C30 Gris	-	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	C78 Cyan	-	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	C53 Naranja	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	C79 Celeste		<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	C55 Inox	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	C85 Verde		<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	C56 Azul acero	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	C87 Melón nara		<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	C59 Champagne	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	C88 Dorado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	C71 Azul metalizado	-	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	C89 Marrón	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Otros colores dentro de la gama cromática de Vermeiren **477 €**

Colores personalizados consultar disponibilidad, precio y plazo de entrega



Configuración estándar

####