

Sigma 230

Electros

Especificaciones estándar:

- Silla electrónica con tracción central
- Permanente contacto al suelo mediante 3 ejes basculantes
- Asiento y respaldo en Nylon
- Reposabrazos regulables en altura y anchura
- B58 Cinturón de seguridad
- Electrónica **LINX**
- Múltiples opciones eléctricas
- SE53 mando abatible con memoria de posición



Modelo

Precio

- Velocidad 6 km/h (motores 220W)
- Velocidad 10 km/h (motores 350W)

4.800 €

5.500 €

Reclinación

- SE34 Manual
- SE36 Pistón de gas 30°
- SE41 Eléctrica 30°

222 €

445 €

Basculación

- SE30 Manual
- SE40 Eléctrica 3° a 22°
- SE43 Eléctrica 50°

445 €

1.447 €

Elevación

- SE42 Eléctrica de 300 mm (incl. basculación 45°)

1.990 €

*no compatible con respaldo tubular L44

Ancho de asiento

40	45	50
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Profundidad de asiento (regulable)

42	44	46	48	50	52
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Altura de asiento

43,5	45,3	46,5	47,8	48,0	49,5
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SE42	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Estándar con SE43
- SE42 Sólo con SE42

Reposacabezas

- * L55 Reposacabezas
- * L58 Reposacabezas multirregulable

450 €

550 €

- Configuración estándar

Respaldo / Tapizado

- L44 Nylon ajustable en tensión **std**
- L34 Tubular
- L34 Anatómico
- Pu Soft Touch **710 €**
- Cordura **710 €**
- Polipiel **710 €**

Asiento / Tapizado

- Cojín tapizado en nylon (sólo con L44) **std**
- Base anatómica tapizada en PU Soft Touch **630 €**
- Base anatómica tapizada en Cordura **630 €**
- Base anatómica tapizada en Polipiel **630 €**

Reposapiés

- B06 Reposapiés extraíbles - par
- BA6 Reposapiés extraíbles (cortos) - par **s.c.**
- * BZ7 Reposapiés elevables **290 €**
- BZ8 Reposapiés elevables cortos **290 €**
- BZ10 Reposapiés elevable monoblock* **370 €**
- BZ10M Reposapiés elev. monoblock central c/ piston* **475 €**
- BZE Reposapiés elevables eléctricos - par **1.170 €**
- BZ10E Reposapiés monoblock elevable eléctrico **1.170 €**

*BZ10



*BZ10M



Sigma 230

Electros

Reposabrazos

<input checked="" type="checkbox"/>	Reposabrazos PU	
<input type="checkbox"/>	Reposabrazos confort Soft (Dártex)	45 €
<input type="checkbox"/>	Reposabrazos polipiel	67 €
<input type="checkbox"/>	B660 Hemipleja <input type="checkbox"/> Izquierdo <input type="checkbox"/> Derecho	148 €
	(No compatible con B15, SE74A o SE16)	
<input type="checkbox"/>	B660 Con soporte palmar <input type="checkbox"/> Izquierdo <input type="checkbox"/> Derecho	239 €
	(No compatible con B15, SE74A o SE16)	

Mando

<input type="checkbox"/>	A la DERECHA	<input type="checkbox"/>	A la IZQUIERDA	
<input checked="" type="checkbox"/>	LiNX System REM2 abatible SE53			
<input type="checkbox"/>	LCD táctil (hasta 5 actuadores)			940 €
<input type="checkbox"/>	XD Power Boost 120 Ah			390 €

Opciones mando

<input type="checkbox"/>	SE02 - Mando sobre mesita	1.060 €
<input type="checkbox"/>	SE04 - Mando mentón abatible	1.590 €
<input type="checkbox"/>	SE104 - Mando mentón abatible eléctrico	2.995 €
<input type="checkbox"/>	SE08 - Mando acompañante (respaldo)	90 €
<input type="checkbox"/>	SE09 - Doble mando	915 €
<input type="checkbox"/>	SE63 - Mando "Softball"	106 €
<input type="checkbox"/>	SE64 - Botonera actuadores fija	500 €
<input type="checkbox"/>	SE64 - Botonera actuadores abatible	500 €
<input type="checkbox"/>	SE83 - Mini joystick + REM500	3.710 €
<input type="checkbox"/>	SE55 - Mando reforzado + REM500	3.075 €

Opciones

<input type="checkbox"/>	B15 Mesita de plexiglass	170 €
<input type="checkbox"/>	L04 Soporte lateral de tronco IZQUIERDO	78 €
<input type="checkbox"/>	L04 Soporte lateral de tronco DERECHO	78 €
<input type="checkbox"/>	SE16 Protector ropa (par) (incompatible con B66/B66O)	84 €
<input type="checkbox"/>	SE37 Control muslos (reclinación limitada a 45°)	167 €
<input type="checkbox"/>	B22 Taco abductor	75 €
<input type="checkbox"/>	SE52 Porta-sueros	93 €
<input type="checkbox"/>	SE26 Barra empuje (sólo para L34)	56 €
<input type="checkbox"/>	SE01 Guardabarros	std
<input type="checkbox"/>	B31 Porta-muletas	90 €
<input type="checkbox"/>	SE19 Luces LED	456 €
<input type="checkbox"/>	SE27 Baúl (incompatible con respaldo tubular)	100 €
<input type="checkbox"/>	SE27S Baúl pivotante	167 €
<input type="checkbox"/>	SE28 Porta-equipajes	223 €
<input type="checkbox"/>	SE74 Retrovisor (incompatible con B66/B66O)	56 €
<input type="checkbox"/>	SE74A Retrovisor abatible (incom. B66/B66O+ B15)	84 €
<input type="checkbox"/>	SE58 Fijaciones transporte	std
<input type="checkbox"/>	SE24 Porta-bebidas	84 €

Configuración estándar

Color

		mate brillo		mate brillo
<input type="checkbox"/>	C4 Rojo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	C5 Negro	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	C8 Amarillo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	C29 Plata	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	C53 Naranja	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	C55 Inox	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	C56 Azul acero	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	C59 Champagne	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	C71 Azul metalizado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	C72 Burdeos	-	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	C73 Lima	-	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	C76 Blanco	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	C78 Cyan metalizado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	C79 Celeste	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	C85 Verde	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	C87 Calabaza	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	C88 Oro	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	C89 Marrón	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Otros colores dentro de la gama cromática de Vermeiren			477 €

Colores personalizados consultar disponibilidad, precio y plazo de entrega

Ruedas delanteras 200 x 70

<input checked="" type="checkbox"/>	Anti-pinchazos negros lisos	std
-------------------------------------	-----------------------------	------------

Ruedas motrices (centrales) 3.00 x 8

<input checked="" type="checkbox"/>	Neumáticos negros tacos	std
<input type="checkbox"/>	Neumáticos negros lisos	s.c.
<input type="checkbox"/>	Neumáticos grises tacos	67 €
<input type="checkbox"/>	Anti-pinchazos negros tacos	137 €