

TRIGO T

****Cód. SRM 040F****

La Trigo T es una silla de ruedas moderna, activa, plegable y ligera especialmente diseñada para personas a las que les gusta mantenerse activas y cómodas. Ruedas traseras de aspecto deportivo y moderno (ruedas con quick release que pueden ajustarse en ángulo y altura) con llantas negras, frenos de fácil acceso y pequeñas ruedas delanteras que varían (altura ajustable) de 3 a 6. La TrigoT viene con reposapiés extraíbles y regulables en altura. La silla de ruedas puede cambiar el centro de gravedad para adaptarse a cada usuario. Dependiendo del ajuste, la mayor parte del peso del usuario y de la silla puede desplazarse hacia delante o hacia atrás.




	Precio	Imagen
Configuración estándar	€ 1.900,00	
S = Estándar O = opción sin coste extra □ = opción con coste extra		

ASIENTO

Ancho (cm)	Profundidad (cm)											
	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50		
30	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	Cruceta simple peso máx. usuario: 70 kg
32	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	
34	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	
36	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	
38	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	Cruceta 1,5 peso máx. usuario:130 kg
40	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	
42	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	
44	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	
46	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	
48	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	Doble cruceta peso máx. usuario:130 kg
50	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	
mínimo ancho total con protectores estándar y 0° caída: Ancho asiento + 16 cm												

ALTURA DELANTERA DE ASIENTO (en cm)



Medida de la rueda delantera					
ALTURA DE ASIENTO DELANTERO A (cm)	3"	4"	5"	6"	
39	○	○	-	-	
40	○	○	-	-	
41	○	○	-	-	
42	-	○	○	-	
43	○	○	○	-	
44	○	○	○	○	
45	○	○	○	○	
46	-	○	○	○	
47	○	○	○	○	
48	○	○	○	○	
49	○	○	○	○	
50	-	○	○	○	
51	-	-	○	○	
Nos reservamos una tolerancia de +/- 10 mm					
las casillas sombreadas en gris NO compatibles					

ALTURA TRASERA DE ASIENTO (en cm)					
ALTURA TRASERA ASIENTO (cm)	Rueda 18"	Rueda 20"	Rueda 22"	Rueda 24"	Rueda 26"
32,5	○	-	-	-	-
33,5	○	○	-	-	-
34,5	○	○	-	-	-
35,5	○	○	○	-	-
36,5	○	○	○	-	-
37,5	○	○	○	-	-
38,5	○	○	○	○	-
39,5	○	○	○	○	-
40,5	○	○	○	○	-
41,5	○	○	○	○	○
42,5	-	○	○	○	○
43,5	-	○	○	○	○
44,5	-	○	○	○	○
45,5	-	-	○	○	○
46,5	-	-	○	○	○
47,5	-	-	-	○	○
48,5	-	-	-	○	○
49,5	-	-	-	○	○
50,5	-	-	-	-	○
51,5	-	-	-	-	○
52,5	-	-	-	-	○

Respete las siguientes diferencias máximas recomendadas entre la altura del asiento delantero y la altura del asiento trasero:

- Para profundidad de asiento 32 cm - 36 cm: diferencia máxima de 4 cm
- Para profundidad de asiento 36 cm - 44 cm: diferencia máxima de 7 cm
- Para profundidad de asiento de 44 cm a 50 cm: diferencia máxima de 10 cm

Recuerde que la altura de asiento delantero nunca debe ser inferior a la altura de asiento trasera. Piense en la seguridad del usuario/a

TABLA EXPLICATIVA RUEDA DELANTERA - RUEDA TRASERA VR. PROFUNDIDAD DE ASIENTO

RUEDA DELANTERA	RUEDA TRASERA				
	18"	20"	22"	24"	26"
3"	profundidades de asiento posibles 32 - 50	profundidades de asiento posibles 32 - 50	profundidades de asiento posibles 36 - 50	profundidades de asiento posibles 38 - 50	profundidades de asiento posibles 44 - 50
4"	profundidades de asiento posibles 32 - 50	profundidades de asiento posibles 32 - 50	profundidades de asiento posibles 36 - 50	profundidades de asiento posibles 38 - 50	profundidades de asiento posibles 44 - 50
5"	profundidades de asiento posibles 32 - 50	profundidades de asiento posibles 32 - 50	profundidades de asiento posibles 36 - 50	profundidades de asiento posibles 38 - 50	profundidades de asiento posibles 44 - 50
6"	profundidades de asiento posibles 38 - 50	profundidades de asiento posibles 38 - 50	profundidades de asiento posibles 40 - 50	profundidades de asiento posibles 40 - 50	profundidades de asiento posibles 44 - 50

PROTECTORES DE ROPA / REPOSABRAZOS				
B82S fijo	Protector de ropa fijo - aluminio INCOMPATIBLE CON Bi5	○	s.c.	
B82S-C fijo	Protector de ropa fijo - carbono INCOMPATIBLE CON Bi5	□	561,00 €	
B82 fijo	Protector de ropa antisalpicaduras fijo - aluminio INCOMPATIBLE CON Bi5	□	51,00 €	
Bi5	Reposabrazos ajustable en altura - modelo largo (33 cm) SOLO COMPATIBLE CON PROFUNDIDAD DE ASIENTO 38-50 CM	□	126,00 €	
Bi5S	Reposabrazos ajustable en altura - modelo corto (20 cm) SOLO COMPATIBLE CON ASIENTO 32-50 CM	□	126,00 €	
Bi5 ALU	Reposabrazos en aluminio ajustable en altura - modelo largo (33 cm) SOLO COMPATIBLE CON PROFUNDIDAD DE ASIENTO 38-50 CM	□	200,00 €	
Bi5S ALU	Reposabrazos en aluminio ajustable en altura - modelo corto (20 cm) SOLO COMPATIBLE CON ASIENTO 32-36 CM	□	200,00 €	
TUBE	Reposabrazos tubular (abatible) - 23 cm INCOMPATIBLE EN COMBINACIÓN CON ÁNGULO AJUSTABLE O RESPALDO PLEGABLE	□	81,00 €	
TUBE-LONG	Reposabrazos tubular (abatible) - 28 cm INCOMPATIBLE EN COMBINACIÓN CON ÁNGULO AJUSTABLE O RESPALDO PLEGABLE	□	126,00 €	
B82SL-A	Protector de ropa extraíble LARGO - aluminio INCOMPATIBLE CON Bi5	□	252,00 €	
B82S-C	Protector de ropa extraíble - carbono INCOMPATIBLE CON Bi5	□	513,00 €	
B82L-A	Protector de ropa antisalpicaduras extraíble largo - aluminio INCOMPATIBLE CON Bi5	□	105,00 €	

B82-C	Protector de ropa antisalpicaduras extraíble - carbono INCOMPATIBLE CON Bi5		☐	408,00 €	
B66	Reposabrazos hemiplégia		☐	118,00 €	
B66O	Reposabrazos hemiplégia orientable	☐ Derecho ☐ Izquierdo	☐	148,00 €	
B66M	Reposabrazos hemiplégia con soporte palmar	☐ Derecho ☐ Izquierdo	☐	171,00 €	
B66ML	Reposabrazos hemiplégia con soporte palmar - largo	☐ Derecho ☐ Izquierdo	☐	216,00 €	
B66MA	Reposabrazos hemiplégia con soporte anatómico	☐ Derecho ☐ Izquierdo	☐	183,00 €	
B66MAL	Reposabrazos hemiplégia con soporte anatómico largo	☐ Derecho ☐ Izquierdo	☐	225,00 €	
B66OM	Reposabrazos hemiplégia con soporte palmar - orientable	☐ Derecho ☐ Izquierdo	☐	239,00 €	
B66OML	Reposabrazos hemiplégia con soporte palmar - largo - orientable	☐ Derecho ☐ Izquierdo	☐	417,00 €	
B66OMA	Reposabrazos hemiplégia con soporte anatómico - orientable	☐ Derecho ☐ Izquierdo	☐	348,00 €	
B66OMAL	Reposabrazos hemiplégia con soporte anatómico largo -orientable	☐ Derecho ☐ Izquierdo	☐	429,00 €	
B66S	Reposabrazos hemiplégia con cojín Stabilo	☐ Derecho ☐ Izquierdo	☐	350,00 €	

REPOSAPIÉS				
BA6IN 70°	Reposapiés extraíble i abatible con paleta regulable en ángulo Reposapiés cortos 5 cm. Caída 70° respecto chasis (30-38cm)	☐	S.C.	
BA6IN 80°	Reposapiés extraíble i abatible con paleta regulable en ángulo Reposapiés cortos 5 cm. Caída 80° respecto chasis (30-38cm)	☐	S.C.	
BA6IN 90°	Reposapiés extraíble i abatible con paleta regulable en ángulo Reposapiés cortos 5 cm. Caída 90° respecto chasis (30-38cm) Incompatibles con ruedas delanteras de 6"	☐	S.C.	
B06IN 70°	Reposapiés extraíble i abatible con paleta regulable en ángulo. Caída 70° respecto chasis	☐	S.C.	
B06IN 80°	Reposapiés extraíble i abatible con paleta regulable en ángulo. Caída 80° respecto chasis	☐	S.C.	
B06IN 90°	Reposapiés extraíble i abatible con paleta regulable en ángulo Caída 90° respecto chasis Incompatibles con ruedas delanteras de 6"	☐	S.C.	
BK6 70°	Reposapiés monoblock extraíble. Caída 70° respecto chasis	☐	63,00 €	

BK6 80°	Reposapiés monoblock extraíble. Caída 80° respecto chasis Incompatible con ruedas delanteras de 6" Incompatible con ruedas delanteras de 5" Profundidad del asiento ≤ 36 cm	☐	63,00 €	
BK6 90°	Reposapiés monoblock extraíble. Caída 90° respecto chasis Incompatible con ruedas delanteras de 6" Incompatible con ruedas delanteras de 5" Profundidad de asiento ≤ 36 cm	☐	63,00 €	
BK7	Soporte amputado izquierdo (ajustable en altura) Incompatible con ancho de asiento ≤ 36 CM	☐	138,00 €	
BL7	Soporte amputado derecho (ajustable en altura) Incompatible con ancho de asiento ≤ 36 CM	☐	138,00 €	
BK7BL7	Soporte amputado derecho e izquierdo (ajustables en altura) Incompatible con ancho de asiento ≤ 36 CM	☐	273,00 €	
BZ8 IN	Reposapiés cortos elevables y paleta ajustable en ángulo	☐	174,00 €	

Longitud de pierna (LLL) - distancia entre hueso poplíteo y arco pantal

SOLO POSIBLE CON REPOSAPIES INVERTIDO	☐ 28 cm ☐ 29 cm ☐ 30 cm ☐ 31 cm ☐ 32 cm ☐ 33 cm ☐ 34 cm	☐	s.c.	
	☐ 35 cm ☐ 36 cm ☐ 37 cm ☐ 38 cm ☐ 39 cm ☐ 40 cm ☐ 41 cm ☐ 42 cm ☐ 43 cm ☐ 44 cm ☐ 45 cm ☐ 46 cm	☐	s.c.	

* Medir la longitud del reposapiés de la silla de ruedas.

La longitud de pierna debe ser al menos 5 cm menos que la altura delantera de asiento escogida.

COLORES

		Mate	Brillo			
C20	Azul oscuro	-	-	☐	s.c.	
C29	Gris Plateado	-	-	☐	s.c.	
	Plateado	☐	☐	☐	s.c.	
C4	Rojo brillante	☐	☐	☐	s.c.	
C5	Negro	☐	☐	☐	s.c.	
C53	Naranja transparente	-	-	☐	s.c.	
	Naranja	☐	☐	☐	s.c.	
C55	Inox lacado	-	-	☐	s.c.	
	Inox	☐	☐	☐	s.c.	
C56	Azul Sagitta	-	-	☐	s.c.	
	Azul metálico	☐	☐	☐	s.c.	
C59	Champagne	☐	☐	☐	s.c.	
C71	Mirror azul	-	☐	☐	150,00 €	
C72	Mirror rojo	-	☐	☐	150,00 €	
C73	Mirror verde lima	-	☐	☐	150,00 €	
C76	Blanco brillante	-	-	☐	s.c.	
	Blanco	☐	☐	☐	s.c.	
C78	Mirror cyan	-	☐	☐	s.c.	

C79	Celeste	☐	☐		☐	s.c	
C8	Amarillo	☐	☐		☐	s.c	
C85	Verde brillante	☐	☐		☐	s.c	
C87	Calabaza	☐	☐		☐	s.c	
C88	Dorado	☐	☐		☐	s.c	
C89	Cobre oscuro	☐	☐		☐	s.c	
Cxx	Otro color dentro de la gama cromática de Vermeiren				☐	150,00 €	

EMPUÑADURA Y ALTURA DE RESPALDO

SELECCIÓN DE TIPOS DE RESPALDO (ESTRUCTURA)

	Respaldo fijo	☐	s.c	
	Respaldo reclinable (82° - 102°) ajuste mediante botón, ángulo estándar: 90°	☐	240,00 €	
	Respaldo reclinable & plegable(82° - 102°) ajuste mediante botón, ángulo standar: 90°	☐	309,00 €	

SELECCIÓN DE PUÑOS DE EMPUJE

PH00	Sin puños de empuje	☐	-	
PH01	Puños fijos (12 cm)	☐	15,00 €	
PH02	Puños fijos cortos (8cm)	☐	15,00 €	
PH03	Puños plegables	☐	171,00 €	
PH04	Puños ajustables en altura telescópicos	☐	93,00 €	
PH05	Puños ajustables en altura con brida	☐	171,00 €	
PH06	Puños ajustables en altura con brida y plegables	☐	273,00 €	

SELECCIÓN ALTURA DE RESPALDO

	TIPO DE PUÑOS DE EMPUJE	no PH	PH 01	PH 02	PH 03	PH 04	PH 05	PH 06	Precio
--	-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Altura Fija	25 cm	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ	Δ	-
	27 cm	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ	Δ	-
	29 cm	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ	Δ	-
	31 cm	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ	Δ	-
	33 cm	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ	Δ	-
	35 cm	○	○	○	○	-	○	○	-
	37 cm	○	○	○	○	-	○	○	-
	39 cm	○	○	○	○	Δ	○	○	-
	41 cm	○	○	○	○	Δ	○	○	-
	43 cm	○	○	○	○	Δ	○	○	-
	45 cm	○	○	○	○	Δ	○	○	-
	47 cm	○	○	○	○	Δ	○	○	-
	49 cm	○	○	○	○	Δ	○	○	-
	51 cm	○	○	○	○	Δ	○	○	-
Altura ajustable en altura (3 tramos)	25-27,5-30 cm	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	30,00 €
	30-32,5-35 cm	Δ	□	□	Δ	-	-	-	30,00 €
	35-37,5-40 cm	□	□	□	□	-	-	-	30,00 €
	40-42,5-45 cm	□	□	□	□	-	-	-	30,00 €
	45-47,5-50 cm	□	□	□	□	-	-	-	30,00 €

● : compatible
 Δ : compatible sólo con respaldo fijo
 - : incompatible
 □ : compatible con sobrecoste

SELECCIÓN RESPALDO TAPICERÍA / COJÍN

	Respaldo estándar - Nylon	S	s.c	
L44	Respaldo ajustable en tensión con reflectantes traseros	☐ Nylon ☐ Cordura ☐ 3D Net	□	36,00 €
	Bolsillo trasero	□	30,00 €	

DIMENSIONES RESPALDO VICAIR

		Ancho				
A L T U R A	cm	30	35	40	45	50
	32	☐	☐	☐	☐	☐
	40	☐	☐	☐	☐	☐
	48	☐	☐	☐	☐	☐
	56	☐	☐	☐	☐	☐

ASIENTO

	Nylon lona fija COJÍN NO INCLUIDO	○	s.c	
	Nylon ajustable en tensión COJÍN NO INCLUIDO	○	s.c	

SELECCIÓN DE ASIENTO

	Cojín de espuma 5 cm LA TAPICERIA IRÁ ACORDE A LA TAPICERIA DEL RESPALDO	□	66,00 €	
--	--	---	---------	--

	Cojín de 5 cm con capa viscolástica LA TAPICERIA IRÁ ACORDE A LA TAPICERIA DEL RESPALDO	☐	138,00 €	
B24D	Cojín de 6 cm dividido LA TAPICERIA IRÁ ACORDE A LA TAPICERIA DEL RESPALDO	☐	87,00 €	

RUEDAS

Tipo de rueda	Tamaño de la rueda delantera			
	3"	4"	5"	6"
Estándar negro	S.C	S.C	S.C	S.C
Transparente	S.C	S.C	S.C	-
Alu - plata	66,00 €	66,00 €	66,00 €	-
Alu - rojo	66,00 €	66,00 €	66,00 €	-
Alu - azul	66,00 €	66,00 €	66,00 €	-
Carbono	-	120,00 €	120,00 €	-
LED	-	66,00 €	66,00 €	-




Ruedas traseras

Estándar	Rueda 18" con cubiertas: Schwalbe Marathon Racer	☐	240,00 €	
De diseño	Rueda ligera 20", radial, cubiertas Schwalbe Right Run negra	☐	s.c	
De diseño	Rueda ligera 22", radial, cubiertas Schwalbe Right Run negra	☐	s.c	
	Rueda 24" x 1 aluminio negra, maciza negra	☐	s.c	
	24" x 1 B74 ALU negro, aire, cubierta negra Solo en combinación con B74 Freno Tambor	☐	s.c	
	24" x 1 B74 ALU negro, macizo negro Solo en combinación con B74 Freno Tambor	☐	s.c	
De diseño	Rueda 24" con buje de aluminio, radial, cubiertas Schwalbe Right Run negra	☐	s.c	
De diseño	Rueda 24", con buje de aluminio, radial, cubiertas Schwalbe Marathon Plus.	☐	138,00 €	
Spirit	Rueda 24" con buje de aluminio, radial, cubiertas Schwalbe Right Run negra	☐	600,00 €	
Spirit	Rueda 24" buje rojo de aluminio, radial, cubiertas Schwalbe Marathon Plus	☐	666,00 €	
Spirit	Rueda 24" buje de aluminio, radial, cubiertas Schwalbe Marathon Plus	☐	666,00 €	
Spirit	Rueda 24" buje azul de aluminio, radial, cubiertas Schwalbe Right Run negra.	☐	600,00 €	
Spirit	Rueda 24" buje azul de aluminio, radial, cubiertas Schwalbe Marathon Plus	☐	666,00 €	
Spirit	Rueda 24" buje rojo de aluminio, radial, cubiertas Schwalbe Right Run negra	☐	600,00 €	
Spinergy	Rueda 24" Spinergy, Schwalbe Right Run negra INCOMPTIBLE CON B330 AND B330A	☐	1.600,00 €	

Spinergy	Rueda 24" Schwalbe Marathon Plus INCOMPATIBLE CON B330 AND B330A	☐	1.600,00 €	
Off Road	Rueda 24" Schwalbe Land Cruiser (kit extra) INCOMPATIBLE CON Bi5, B82SL-A, B82S-C, B82L-A, B82-C	☐	615,00 €	
De diseño	Rueda 26" radial, cubiertas Schwalbe Right Run negra	☐	87,00 €	
De diseño	Rueda 26" radial, cubiertas Schwalbe Marathon Plus	☐	204,00 €	
HEM2	Kit doble aro - rueda 24 x 1 3/8" maciza FRENO CENTRAL NO INCLUIDO. PROF ASIENTO ≥ 38 CM INCOMPATIBLE CON SMOOTHER WHEEL SOLO COMPATIBLE CON CAMBER 0°	☐ Right ☐ Left	453,00 €	
Smoother Wheel	24" SmootherWheel, pneum. Schwalbe Marathon Plus, negro, 50-70kg	☐	1.800,00 €	 
	24" SmootherWheel, pneum. Schwalbe Marathon Plus, negro, 70-90kg	☐	1.800,00 €	
	24" SmootherWheel, pneum. Schwalbe Marathon Plus, negro, 90-110kg	☐	1.800,00 €	
	24" SmootherWheel, pneum. Schwalbe Marathon Plus, negro, 110-130kg	☐	1.800,00 €	

CAMBER

	☐ 0° ☐ 2° ☐ 4° ☐ 6°	☐		
--	---	-----------------------	--	--



FRENOS

	Freno de tiro (bloqueo tirando hacia atrás)	☐	s.c	
	Freno de empuje (bloqueo empujando hacia delante)	☐	s.c	
	Freno deportivo LA PROFUNDIDAD DE ASIENTO DEBER SER ≥42CM	☐	87,00 €	
B74PU	Frenos de tambor (sólo con caída de rueda de 0°) Ruedas 24" x 1 3/8" maciza negra INCOMPATIBLE CON EMPUÑADURAS PLEGABLES O SILLA SIN EMPUÑADURAS	☐	240,00 €	
B74AIR	Frenos de tambor (sólo con caída de rueda de 0°) Ruedas 24" x 1 3/8" negra neumática INCOMPATIBLE CON EMPUÑADURAS PLEGABLES O SILLA SIN EMPUÑADURAS	☐	240,00 €	
Freno central	Freno central INCOMPATIBLE CON ASIENTO DE 38 Ó MENOS	☐ Derecho ☐ Izquierdo	162,00 €	
B40	Extensión de palanca de freno	☐ Derecho ☐ Izquierdo	18,00 €	

ACCESORIOS

B12	Mesas de madera SOLO SE PUEDE UTILIZAR EN COMBINACIÓN CON LOS REPOSABRAZOS Bi5	☐	160,00 €	
B20	Cinturón	☐	33,00 €	
B31	Porta-bastones	☐ Derecho ☐ Izquierdo	34,00 €	

B33	Cubre-aros de gel	☐	63,00 €	
B330	Aro con recubrimiento blando INCOMPATIBLE CON KIT HEM2 SOLO POSIBLE CON RUEDAS DE 24"	☐	171,00 €	
B330A	Aro con recubrimiento blando - agarre avanzado INCOMPATIBLE CON KIT HEM2 SOLO POSIBLE CON RUEDAS DE 24"	☐	171,00 €	
B58	Cinturón con hebilla metálica rápida sistema "quick buckle"	☐	60,00 €	
L55B	Soporte occipital CON OPCIÓN B90	☐	170,00 €	
B47	Reposacabezas ajustable en altura NO ES POSIBLE SU USO EN COMBINACIÓN CON RESPALDOS AJUSTABLES	☐	170,00 €	
B78	Rueda anti-vuelco un par SI ANCHO DE ASIENTO < 36 cm, LA ALTURA POSIBLE DEL ASIENTO TRASERO DEBER SER MÍNIMO 37,5 cm	☐	75,00 €	
B85	Cubre-radios - Transparente	☐	72,00 €	
B85M5	Cubre-radios - Mundo	☐	111,00 €	
B85M6	Cubre-radios - Jungla	☐	111,00 €	
B85M7	Cubre-radios - Trigo 1	☐	111,00 €	
B85M8	Cubre-radios - Trigo 2	☐	111,00 €	
B86	Ruedas tránsito	☐	75,00 €	
B90	Barra de empuje PH00, PH03, PH06 - INCOMPATIBLE CON PH01, PH02 - POSIBLE PERO SIN AJUSTE DE ALTURA. NO COMBINABLE CON REGULABLE EN ALTURA	☐	67,00 €	
B900	Barra estabilizadora del respaldo NO SE PUEDE UTILIZAR EN COMBINACIÓN CON PH04, B47 NO COMBINABLE CON REGULABLE EN ALTURA	☐	67,00 €	
L04	Control lateral INCOMPATIBLE CON RESPALDO AJUSTABLE EN ALTURA, RESPALDO PLEGABLE NI REPOSABRAZOS TUBULARES	☐	339,00 €	
L04S	Control lateral pequeño INCOMPATIBLE CON RESPALDO AJUSTABLE EN ALTURA, RESPALDO PLEGABLE NI REPOSABRAZOS TUBULARES	☐	339,00 €	

OTRAS OPCIONES		
	Soluciones de sujeción posturales - Ver catálogo NeoFlex	
	Soluciones de sedestación y posicionamiento - Ver catálogo Physipro	



	Soluciones de sedestación y posicionamiento - Ver catálogo Vicair
	Apósitos de gel - Ver catálogo de Gel cushions

 Configuración estándar

TARIFA 2026 V1 P.V.P. RECOMENDADO SIN I.V.A. VÁLIDO EN PENÍNSULA Y BALEARES *(Excepto en Portugal)* .