

# Eco Light

Rollator

\*\*Cód. EAN 010C\*\*

## Especificaciones estándar:

Rollator de aluminio

- Homologado para usuarios de hasta 120 kg
- Porta-muletas incluido
- Altura puños regulable
- Asiento acolchado 305 x 355 mm
- Barra respaldo abatible
- Peso total 7,5 kg
- Carga máxima de la cesta 5 kg
- Cesta doble posición



Modelo	Precio
<input type="checkbox"/> ECO LIGHT color gris	<b>129 €</b>
Opciones	
<input type="checkbox"/> Cesta portaobjetos	<b>s.c.</b>
<input type="checkbox"/> Porta-bastones	<b>s.c.</b>

 Configuración estándar

TARIFA VERSION 2025 1.0 P.V.P. RECOMENDADO SIN I.V.A.VÁLIDO EN PENÍNSULA Y BALEARES