

 HP2 SPORT - Mejora la estabilidad y la postura - Reduce el deslizamiento - Para desviaciones posturales Básicas y Complejas - Carcasa rígida de aluminio	
Cód. SRC 030C	
	PVP (sin IVA)

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR S = Standard

Kit incluido	Carcasa rígida en aluminio	S	
	Sistema de anclaje de dos puntos con quick release	S	
Funda incluida	Funda HP2 SPORT	S	
Composición respaldo	Sunmate soft 1", Viscose ½"	S	
Anclaje	Mecanismo extrible	S	

FORMA DEL RESPALDO



Perfecto para usuarios activos	HP2 SPORT	☐	770,00 €
--------------------------------	------------------	--------------------------	-----------------

TALLAS

Ancho x Alto pulgadas	Ancho x Alto cm	Ancho de silla asociado (Distancia entre tubos del chasis del respaldo, por la parte externa, donde se colocaran los anclajes)	
12" x 9"	30,5 x 23	12" a 13" / 30,50 cm a 33,00 cm	☐
14" x 9"	35,5 x 23	14" a 15" / 35,50 cm a 38,00 cm	☐
16" x 9"	40,5 x 23	16" a 17" / 40,50 cm a 43,00 cm	☐
18" x 9"	45,5 x 23	18" a 19" / 45,50 cm a 48,00 cm	☐

FUNDAS

FUNDA HP2 SPORT	Funda estándar	☐	203,00 €
------------------------	----------------	--------------------------	-----------------