

# Carpo 2 XD SE

 Visita nuestro canal YouTube.

Scooter - Programable electrónicamente



- 1** 2 espejos retrovisores
- 2** Asiento cómodo y regulable con reposacabezas
- 3** Reposabrazos ajustables en altura y anchura
- 4** Reflectores laterales
- 5** Neumáticos negros y llantas deportivas
- 6** Alfombrilla antideslizante
- 7** Ajuste de la unidad de la dirección
- 8** Cesta muy resistente



Cuadro de mandos electrónico



Luces e intermitentes traseros



Antivuelco



Luces e intermitentes delanteros y parachoques



13



57



6°



100




4020



Gama de accesorios y opciones.



660



1390



1535



3.00-8  
AIRE/4



210



144



150



2x12V / 100Ah



750W

Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm, 1,5 kg y 1,5°) pueden diferir.

— CARPO 2 XD SE —

