

# Inovys II-F

Sillas de ruedas infantiles




C27  
azul

El chasis Inovys II-F es ideal para combinar con asientos especiales, moldeados y otras soluciones de sedestación y posicionamiento. La base del asiento es rígida con basculación mediante pistón. El respaldo es reclinable también. Se suministra con reposapiés independientes, abatibles y extraíbles con paletas de reposapiés ajustables en ángulo.



- 1 Empuñaduras regulables en altura
- 2 Reposapiés abatible y extraíble
- 3 Paletas regulables en ángulo
- 4 Altura ruedas delanteras variable en 2 posiciones




Opcional: regulable en altura + compensación longitudinal



Opcional: Apoyabrazos regulable en altura y profundidad



Palancas de freno largas



Pisapiés/antivuelco de serie

## Gama de accesorios y opciones.



630	—	400	300-400	390-460	—	305-485	460-520	1050-1090	32	135
680		450							kg	
730		500								

Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm, 1,5 kg y 1,5°) pueden diferir.

— INOVYS II-F —

