

Streeter

Andadores



El Streeter de Vermeiren es un andador pensado para ayudar a los niños con dificultades para andar.

El sistema de bloqueo en las ruedas traseras evitará que el Streeter se mueva hacia atrás y alentará al usuario a avanzar hacia delante.

El sistema es reversible de modo que el Streeter se puede utilizar en ambas direcciones. El chasis es totalmente plegable por lo que ayudará en su transporte y almacenamiento.

Existen 4 colores diferentes para los 4 tamaños disponibles.



Detalle de la empuñadura



El chasis es totalmente plegable



Conteras opcionales



Ruedas direccionales opcionales



ROJO - S
BEIGE - M

460-570
470-600

740
900

200
170

530
550

340
360

4,75
5

50
65

Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm, 1,5 kg y 1,5°) pueden diferir.



— STREETER —

Streeter

Andadores



L
verde




XL
azul




Arnés pélvico - U92
opcional



Soporte antebrazo - U93
opcional



Soporte pélvico - U94
opcional



Soporte pélvico - U95
opcional



VERDE - L
AZUL - XL

600-730
720-900

960
1020

210
210

590
630

400
430

5,75
6,45

80
90

Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm, 1,5 kg y 1,5°) pueden diferir.

— STREETER —

