

Bobby

Silla de transporte plegable



C80
azul

Bobby es su silla de transferencia ideal, fabricada en aluminio, es compacta y plegable. Es ligera y se pliega fácilmente en sólo unos segundos.

- Plegable
- 2 frenos manuales (sólo versión ruedas 12")
- Reposabrazos acolchados
- Paletas de reposapiés regulables en ángulo.
- Cinchas de tobillo ajustables




Disponible con rueda de 24"



Opcional reposapiernas elevables.
(BZ7 largo y BZ8 corto)



Gama de accesorios y opciones.



575
635

270
270

420
480

220
220

500
500

380
380

420
420

950
950

9,40*
9,95*

115
115

Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm, 1,5 kg y 1,5°) pueden diferir.